KERN **325-096**

Gewichtenset, F1, 1 mg - 10 kg, Eco-formulier, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	325

Meetsysteem	
Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 10 kg
Testgewicht OIML klasse	F1
OIML-conform	✓

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	610×260×235 mm
Bouwvorm gewicht	Eco-formulier
Materiaal	edelstaal gepolijst
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten	
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-408
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-408

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	610×260×235 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Brutogewicht ca.	28 kg
Verzendgewicht	28 kg
Verzendvolume (gewicht)	7,5 kg

Optionele etuis	
Etui - aluminium Artikelnummer	313-090-600

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761224155
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS