KERN **326-042**

Gewichtenset, F1, 1 g - 200 g, Eco-formulier, edelstaal gepolijst, in een houten kist



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	326

Meetsysteem	
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 200 g
Testgewicht OIML klasse	F1
OIML-conform	✓

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	152×152×66 mm
Bouwvorm gewicht	Eco-formulier
Materiaal	edelstaal gepolijst
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Diensten	
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-417
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-417

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	152×152×66 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,78 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,3 kg

Optionele etuis	
Etui - Hout Artikelnummer	313-040-100

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761224360
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS