KERN **326-04**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 10 g, Eco-formulier, edelstaal gepolijst



Datum van opstelling: 11.07.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	326

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	10 g
Testgewicht OIML klasse	F1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,2 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7960
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	100

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Eco-formulier
Afmetingen (Ø×H)	10×18,3 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-434

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	10×10×20 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-050-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-040-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-040-100

Productinformatie

ATTR_warrantyTime	24 mon
Goederencode	84239090
GTIN/EAN-nummer	4045761247253

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

