KERN **326-064**

Gewichtenset, F1, 1 g - 1 kg, Eco-formulier, edelstaal gepolijst, in een kunststof koffer



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	326

Meetsysteem	
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 1 kg
Testgewicht OIML klasse	F1
OIML-conform	✓

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	350×320×180 mm
Bouwvorm gewicht	Eco-formulier
Materiaal	edelstaal gepolijst
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer

Diensten	
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-419
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-419

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	350×320×180 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	3,8 kg
Verzendgewicht	4 kg
Verzendvolume (gewicht)	4 kg

Optionele etuis	
Etui - Plastic Artikelnummer	313-082-400

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761223943
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS