# KERN **326-074**

Gewichtenset, F1, 1 g - 2 kg, Eco-formulier, edelstaal gepolijst, in een kunststof koffer



**Datum van opstelling: 22.06.2026**

| Categorie | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep | OIML F1 |
| Productfamilie | 326 |

| Meetsysteem | |
|---|---|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 g - 2 kg |
| Testgewicht OIML klasse | F1 |
| OIML-conform | ✓ |

| Ontwerp | |
|---|---|
| Afmetingen (B×D×H) | 350×320×180 mm |
| Bouwvorm gewicht | Eco-formulier |
| Materiaal | edelstaal gepolijst |
| Etui van gewichtenset | in een kunststof koffer |

| Diensten | |
|---|---|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 962-420 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking | 921-420 |

| Verpakking & verzending | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 350×320×180 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 8 kg |
| Brutogewicht ca. | 8 kg |
| Verzendgewicht | 7,69 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 4 kg |

| Optionele etuis | |
|---|---|
| Etui - Plastic Artikelnummer | 313-082-400 |

| Productinformatie | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761223936 |
| Goederencode | 84239090 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

1 DAY

**OPTION**

DAkkS