KERN **326-07**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 100 g, Eco-formulier, edelstaal gepolijst



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	326

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	100 g
Testgewicht OIML klasse	F1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,5 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Eco-formulier
Afmetingen (Ø×H)	22×38 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-437
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-437

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	22×22×38 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-070-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-070-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-070-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761223684
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS