KERN **326-082**

Gewichtenset, F1, 1 g - 5 kg, Eco-formulier, edelstaal gepolijst, in een houten kist



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	326

Meetsysteem	
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 5 kg
Testgewicht OIML klasse	F1
OIML-conform	✓

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	420×200×200 mm
Bouwvorm gewicht	Eco-formulier
Materiaal	edelstaal gepolijst
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Diensten	
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-421
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-421

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	420×200×200 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Brutogewicht ca.	7 kg
Verzendgewicht	6,8 kg
Verzendvolume (gewicht)	3,4 kg

Optionele etuis	
Etui - Hout Artikelnummer	313-080-100

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761224322
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS