KERN **326-08-2026e**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 200 g, Eco-formulier, edelstaal gepolijst



Datum van opstelling: 09.07.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	326

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	200 g
Testgewicht OIML klasse	F1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7960
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	100

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Eco-formulier
Afmetingen (Ø×H)	28×48,5 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-438

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	28×28×47 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-080-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-080-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-080-100

Productinformatie

ATTR_warrantyTime	24 mon
Goederencode	84239090
GTIN/EAN-nummer	4045761247291

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS