KERN **326-11**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 1 kg, Eco-formulier, edelstaal gepolijst



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	326

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 kg
Testgewicht OIML klasse	F1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	5 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Eco-formulier
Afmetingen (Ø×H)	48×81 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-441
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-441

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	48×48×81 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-110-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-110-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-110-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761223653
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS