KERN **326-36**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 5 kg, Blok, edelstaal gepolijst



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	326

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	5 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	7,8125
Testgewicht OIML klasse	F1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	25 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Blok
Afmetingen gewicht (B×D×H)	150×68×96 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-443
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-443

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×68×96 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg
Verzendgewicht	5 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,2 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	nicht verfügbar
Etui - aluminium Artikelnummer	346-060-600
Etui - Hout Artikelnummer	nicht verfügbar

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761232877
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS