KERN **327-03**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 5 g, Knop, edelstaal gepolijst



Datum van opstelling: 19.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	327

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	5 g
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	0,0078
Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - volume (cm^3)	0,625
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,16 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	8×16,5 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Afstelkamer - geschroefd

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-433
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-433

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	8×8×16 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-030-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-030-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-030-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761004702
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS