KERN **327-06**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 50 g, Knop, edelstaal gepolijst



Datum van opstelling: 19.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	327

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	50 g
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	0,0781
Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - volume (cm^3)	6,25
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,3 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	18×29,5 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Afstelkamer - geschroefd

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-436
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-436

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	18×18×29 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-070-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-060-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-060-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761004740
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS