KERN **327-141**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 10 kg, Controle gewicht, edelstaal gepolijst



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	327

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	10 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	15,625
Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - volume (cm^3)	1250
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	50 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Controle gewicht
Afmetingen (Ø×H)	136×132 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-444
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-444

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	136×136×132 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,5 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	nicht verfügbar
Etui - aluminium Artikelnummer	nicht verfügbar
Etui - Hout Artikelnummer	337-141-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761004856
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS