KERN **327-161**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 50 kg, Controle gewicht, edelstaal gepolijst

21.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	327

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	50 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	78,125
Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - volume (cm^3)	6250
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	250 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Controle gewicht
Afmetingen (Ø×H)	137×217 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-446

Verpakking & verzending

Levertijden	17 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	198×198×249 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	50 kg
Brutogewicht ca.	50 kg
Verzendgewicht	50 kg
Verzendvolume (gewicht)	2 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	nicht verfügbar
Etui - aluminium Artikelnummer	nicht verfügbar
Etui - Hout Artikelnummer	337-161-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761004894
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

2 DAYS

OPTION

DAkkS