
KERN **328-01**

Milligramgewicht, F1, 1 mg, =ATTRVAL("weightShape")}, edelstaal gepolijst



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	328

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	0,0001
Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - volume (cm^3)	0,0004
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,02 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7960
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	170

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Plaatje
Afmetingen gewicht (B×D×H)	3,5×3,5×3 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Vijlen

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-451
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-451

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	3,5×3,5×3 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-009-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-009-600
Etui - Hout Artikelnummer	338-090-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761240315
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS