KERN **333-044**

Gewichtenset, F2, 1 mg - 200 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een kunststof koffer



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	333

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 200 g
Testgewicht OIML klasse	F2
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	250×210×75 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Aantal gewichten	23
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-403
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-403

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×210×75 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Brutogewicht ca.	0,95 kg
Verzendgewicht	0,94 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,8 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	313-052-400

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761005655
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS