KERN **333-066**

Gewichtenset, F2, 1 mg - 1 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	333

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 1 kg
Testgewicht OIML klasse	F2
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	350×320×180 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-405
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-405

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	350×320×180 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
Verzendgewicht	4 kg
Verzendvolume (gewicht)	4 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	313-082-400
Etui - aluminium Artikelnummer	313-060-600

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761224520
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS