KERN **333-09**

Gewichtenset, F2, 1 mg - 10 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een houten kist



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	333

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 10 kg
Testgewicht OIML klasse	F2
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	540×190×245 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Aantal gewichten	29
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-408
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-408

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	540×190×245 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	32 kg
Brutogewicht ca.	34 kg
Verzendgewicht	32,5 kg
Verzendvolume (gewicht)	5 kg

Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer	353-490-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761005785
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

2 DAYS

OPTION

DAkkS