KERN **334-03**

Gewichtenset, F2, 1 g - 100 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een houten kist



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	334

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 100 g
Testgewicht OIML klasse	F2
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	151×91×49 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Aantal gewichten	9
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-416
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-416

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	151×91×49 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Brutogewicht ca.	0,55 kg
Verzendgewicht	0,51 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer	353-430-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761005891
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS