# KERN **334-046**

Gewichtenset, F2, 1 g - 200 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



**Datum van opstelling: 22.06.2026**

| Categorie | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep | OIML F2 |
| Productfamilie | 334 |

| Meetsysteem | |
|---|---|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 g - 200 g |
| Testgewicht OIML klasse | F2 |
| OIML-conform | ✓ |

| Ontwerp | |
|---|---|
| Afmetingen (B×D×H) | 210×140×98 mm |
| Bouwvorm gewicht | Knop |
| Materiaal | edelstaal fijn gedraaid |
| Etui van gewichtenset | in aluminium behuizing |

| Diensten | |
|---|---|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 962-417 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking | 921-417 |

| Verpakking & verzending | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 210×140×98 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 1,2 kg |
| Brutogewicht ca. | 1,2 kg |
| Verzendgewicht | 1,1 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,6 kg |

| Optionele etuis | |
|---|---|
| Etui - aluminium Artikelnummer | 314-040-600 |

| Productinformatie | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761224469 |
| Goederencode | 84239090 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

1 DAY

**OPTION**

DAkkS