# KERN **334-064**

Gewichtenset, F2, 1 g - 1 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een kunststof koffer



**Datum van opstelling: 20.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep | OIML F2 |
| Productfamilie | 334 |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 g - 1 kg |
| Testgewicht OIML klasse | F2 |
| OIML-conform | ✓ |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen (B×D×H) | 350×320×180 mm |
| Bouwvorm gewicht | Knop |
| Materiaal | edelstaal fijn gedraaid |
| Aantal gewichten | 13 |
| Etui van gewichtenset | in een kunststof koffer |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 962-419 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking | 921-419 |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 350×320×180 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 3,8 kg |
| Brutogewicht ca. | 3,8 kg |
| Verzendgewicht | 4 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 4 kg |

## Optionele etuis

| | |
|---|---|
| Etui - Plastic Artikelnummer | 313-082-400 |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761005969 |
| Goederencode | 84239090 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD

1 DAY

### OPTION

DAkkS