KERN **334-066**

Gewichtenset, F2, 1 g - 1 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	334

Meetsysteem	
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 1 kg
Testgewicht OIML klasse	F2
OIML-conform	✓

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	230×140×110 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten	
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-419
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-419

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×140×110 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
Verzendgewicht	3,5 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,7 kg

Optionele etuis	
Etui - aluminium Artikelnummer	314-060-600

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761224445
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS