KERN **334-06**

Gewichtenset, F2, 1 g - 1 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een houten kist



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	334

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 1 kg
Testgewicht OIML klasse	F2
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	230×180×112 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Aantal gewichten	13
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-419
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-419

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×180×112 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg
Verzendgewicht	4,21 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,9 kg

Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer	353-460-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761005952
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS