KERN **335-040-200**

Houten etui voor individuele gewichtensets



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etuis
Productgroep	Houten etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 200 g
Geval geschikt voor OIML-klassen	F2 + M3
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	125×80×70 mm
Materiaal	beuken
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	200 g

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	125×80×70 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,45 kg
Brutogewicht ca.	0,45 kg
Verzendgewicht	0,43 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761006119
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

