KERN **335-050-200**

Houten etui voor individuele gewichtensets



Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etuis
Productgroep	Houten etui

Meetsysteem	
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 500 g
Geval geschikt voor OIML-klassen	F2 + M3
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	170×80×80 mm
Materiaal	beuken
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	500 g

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	170×80×80 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	0,65 kg
Verzendgewicht	0,61 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,2 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761006126
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen