KERN **337-05**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 20 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	337

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	20 g
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	0,0313
Testgewicht OIML klasse	F2
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm^3)	2,5
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,8 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	13×23,5 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-435
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-435

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	13×13×23 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-050-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-050-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-050-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761006362
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS