KERN **337-09**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 500 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	337

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	500 g
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	0,7813
Testgewicht OIML klasse	F2
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm^3)	62,5
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	8 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	38×66 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-439
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-439

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	38×38×66 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-090-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-090-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-090-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761006447
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS