KERN **337-11**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 1 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	337

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	1,5625
Testgewicht OIML klasse	F2
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm^3)	125
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	16 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	48×80 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-441
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-441

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	48×48×80 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-110-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-110-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-110-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761006461
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS