KERN **337-131**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 5 kg, Controle gewicht, edelstaal fijn gedraaid



Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	337

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	5 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	15,625
Testgewicht OIML klasse	F2
Testgewicht - volume (cm^3)	1250
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	80 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Controle gewicht
Afmetingen (Ø×H)	136×132 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-443
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-443

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	136×136×132 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,5 kg

Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer	337-131-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761473898
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS