KERN **337-151**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 20 kg, Controle gewicht, edelstaal fijn gedraaid



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	337

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	20 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	31,25
Testgewicht OIML klasse	F2
Testgewicht - volume (cm^3)	2500
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	300 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Controle gewicht
Afmetingen (Ø×H)	136×217 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-445
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-445

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	137×137×217 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Brutogewicht ca.	20 kg
Verzendgewicht	20 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,8 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	nicht verfügbar
Etui - aluminium Artikelnummer	nicht verfügbar
Etui - Hout Artikelnummer	337-151-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761006621
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS