KERN **337-160-200**

Houten etui voor afzonderlijke gewichten (Knopvormig/compactvormig, 50 kg)



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etuis
Productgroep	Houten etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	50 kg
Geval geschikt voor OIML-klassen	F2 + M1
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Materiaal	beuken
Etui - kleinst mogelijk gewicht	50 kg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	50 kg

Verpakking & verzending

Levertijden	16 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	10×10×10 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Brutogewicht ca.	8 kg
Verzendgewicht	7,2 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761006645
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

