KERN **337-16**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 50 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	337

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	50 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	78,125
Testgewicht OIML klasse	F2
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - volume (cm^3)	6250
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	800 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	140

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	178×298 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-446
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-446

Verpakking & verzending

Levertijden	17 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	178×178×298 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	50 kg
Brutogewicht ca.	50 kg
Verzendgewicht	50 kg
Verzendvolume (gewicht)	1,9 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	317-160-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-160-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761006638
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

2 DAYS

OPTION

DAkkS