
KERN **338-06**

Milligramgewicht, F2, 50 mg, =ATTRVAL("weightShape")}, edelstaal gepolijst



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	338

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	50 mg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	0,0001
Testgewicht OIML klasse	F2
Testgewicht - volume (cm^3)	0,0058
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,12 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7960
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	170

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Plaatje
Afmetingen gewicht (B×D×H)	7,5×6×3 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Vijlen

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-456
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-456

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	7,5×6×3 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-009-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-009-600
Etui - Hout Artikelnummer	338-090-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761240278
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS