KERN **338-090-200**

Houten etui voor afzonderlijke gewichten (Knopvormig/compactvormig, 1 mg - 500 mg (einzel))



Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etuis
Productgroep	Houten etui

Meetsysteem	
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 500 mg (einzel)
Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M2
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	60×60×35 mm
Materiaal	beuken
Etui - kleinst mogelijk gewicht	1 mg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	500 mg

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	60×60×35 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Brutogewicht ca.	0,15 kg
Verzendgewicht	0,13 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761007291
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen