KERN **338-226**

Milligramgewichtenset, F2, 1 mg - 500 mg, Plaatje, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	338

Meetsysteem	
Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 500 mg
Testgewicht OIML klasse	F2
OIML-conform	✓

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	165×158×37 mm
Bouwvorm gewicht	Plaatje
Materiaal	edelstaal gepolijst
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten	
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-450
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-450

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	165×158×37 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,39 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,2 kg

Optionele etuis	
Etui - aluminium Artikelnummer	313-010-600

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761224896
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS