KERN **343-064**

Gewichtenset, M1, 1 mg - 1 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een kunststof koffer



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	343

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 1 kg
Testgewicht OIML klasse	M1
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	350×320×180 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Aantal gewichten	25
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-605

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	350×320×180 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	3,8 kg
Verzendgewicht	4 kg
Verzendvolume (gewicht)	4 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	313-082-400

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761007550
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS