KERN **344-036**

Gewichtenset, M1, 1 g - 100 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	344

Meetsysteem	
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 100 g
Testgewicht OIML klasse	M1
OIML-conform	✓

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	165×125×75 mm
Bouwvorm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Aantal gewichten	9
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten	
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-616

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	165×125×75 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,9 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,3 kg

Optionele etuis	
Etui - aluminium Artikelnummer	314-030-600

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761224872
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS