
KERN **346-022-005**

Gewichtenmand voor blokgewichten, afgesteld naar OIML-klasse M1



Datum van opstelling: 22.06.2026

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761225053
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etuis
Productgroep	Gewichtsmand

Meetsysteem	
Testgewicht - nominale waarde	20 kg
Testgewicht OIML klasse	M1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1 g
OIML-conform	✓

Ontwerp	
Bouwvorm gewicht	Gewichtenmand
Afmetingen gewicht (B×D×H)	730×300×330 mm
Materiaal	edelstaal

Diensten	
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-645

Verpakking & verzending	
Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	730×300×330 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	20 kg
Brutogewicht ca.	55 kg
Verzendgewicht	55 kg
Verzendvolume (gewicht)	14,5 kg