KERN **346-060-600**

Aluminium beschermd etui voor afzonderlijke gewichten (Blok, 5 kg Block)



Datum van opstelling: 22.06.2026

REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etuis
Productgroep	Aluminium beschermd etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	5 kg Block
Geval geschikt voor OIML-klassen	F1 - M3
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Blok

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	225×137×146 mm
Materiaal	aluminium
Etui - kleinst mogelijk gewicht	5 kg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	5 kg

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	225×137×146 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	1,25 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,9 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761222878
Goederencode	84239090