KERN **346-07**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 10 kg, Blok, edelstaal



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	346

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	10 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	115
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - volume (cm^3)	1389
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	500 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7200
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	600

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Blok
Afmetingen gewicht (B×D×H)	193×96×117 mm
Materiaal	edelstaal
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-644

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	193×96×117 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,4 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	346-070-600

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761117136
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS