KERN **346-81**

Stapelbaar zwaar belastingsgewicht, OIML-klasse M1, 100 kg, staal, gelakt



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	346

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	100 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	1157
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - volume (cm^3)	13889
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	5 g
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	600

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Zwaar belastingsgewicht
Afmetingen gewicht (B×D×H)	760×250×200 mm
Materiaal	staal, gelakt
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-691

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	760×250×200 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	100 kg
Brutogewicht ca.	100 kg
Verzendgewicht	100 kg
Verzendvolume (gewicht)	7,6 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761479555
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

