KERN **346-85**

Stapelbaar zwaar belastingsgewicht, OIML-klasse M1, 2000 kg, staal, gelakt



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	346

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	2000 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	23148
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - volume (cm^3)	277778
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	100 g
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	600

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Zwaar belastingsgewicht
Afmetingen gewicht (B×D×H)	1000×760×500 mm
Materiaal	staal, gelakt
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-695

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1100×855×680 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	2000 kg
Brutogewicht ca.	2000 kg
Verzendgewicht	2000 kg
Verzendvolume (gewicht)	127,9 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761479593
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

