
KERN **346-86**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 5 kg, Blok, gietijzer gelakt



Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	346

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	5 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	59,512
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - volume (cm^3)	704,2254
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	250 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7100
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	600

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Blok
Afmetingen gewicht (B×D×H)	155×78×84 mm
Materiaal	gietijzer gelakt
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-643

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	180×85×93 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	5,1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,3 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	346-060-600

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761361782
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS +3 DAYS