# KERN **347-026**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 2 g, Haakgewicht, edelstaal fijn gedraaid



**Datum van opstelling: 22.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Individueel gewicht |
| Productgroep | OIML M1 |
| Productfamilie | 347 |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Testgewicht - nominale waarde | 2 g |
| Testgewicht - volume onzekerheid ($cm^3$) | 0,0048 |
| Testgewicht OIML klasse | M1 |
| Testgewicht - volume ($cm^3$) | 0,2381 |
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) | 1,2 mg |
| OIML-conform | ✓ |
| Testgewicht - dichtheid ($kg/m^3$) | 7950 |
| Testgewicht - onzekerheid dichtheid ($kg/m^3$) | 140 |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Bouwvorm gewicht | Haakgewicht |
| Afmetingen (Ø×H) | 6×18 mm |
| Materiaal | edelstaal fijn gedraaid |
| Type afstelling | Afstelkamer - geschroefd |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 962-632 |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 6×6×18 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,05 kg |
| Verzendgewicht | 0,1 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,1 kg |

## Optionele etuis

| | |
|---|---|
| Etui - Plastic Artikelnummer | 347-030-400 |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761256163 |
| Goederencode | 84239090 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

1 DAY

**OPTION**

DAkkS