
# KERN **347-042-008**

Gewichtenmand voor controlegewichten, afgesteld naar OIML-klasse M1



**Datum van opstelling: 22.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Koffers & Etuis |
| Productgroep | Gewichtsmand |
| Productfamilie | 347 |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Testgewicht - nominale waarde | 40 kg |
| Testgewicht OIML klasse | M1 |
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) | 1,5 g |
| OIML-conform | ✓ |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Bouwvorm gewicht | Gewichtenmand |
| Afmetingen gewicht (B×D×H) | 1000×500×500 mm |
| Materiaal | edelstaal |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 962-646 |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 2 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 1000×500×500 mm |
| Verzendmethode | Expeditie |
| Nettogewicht ca. | 40 kg |
| Brutogewicht ca. | 40 kg |
| Verzendgewicht | 50 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 50 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761225022 |

| | |
|---|---|
| Goederencode | 84239090 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

