KERN **347-057-N00**

Einzelgewicht (Newton), 20 cN, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht



GTIN/EAN-Nummer	4045761366664

Piktogramme

STANDARD

6 DAYS

OPTION

DAkkS

Erstellungsdatum: 28.07.2026

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Newton-Gewicht
Produktfamilie	347-N

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert (N)	20 cN

Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ B)
Material	Edelstahl feingedreht
Abmessungen (Ø×H)	38×3,95 mm
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-635N

Verpackung & Versand

Versandart	Paketdienst
Lieferzeit	6 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	38×38×4 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Volumengewicht	0,1 kg

Produktinformationen

Garantiezeit	24 mon
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239090