
KERN **347-077-N00**

Einzelgewicht (Newton), 1 N, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht



GTIN/EAN-Nummer	4045761366701

Piktogramme

STANDARD

6 DAYS

OPTION

DAkkS

Erstellungsdatum: 28.07.2026

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Newton-Gewicht
Produktfamilie	347-N

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert (N)	1 N

Bauform

Bauform Gewicht	Schlitzgewicht (Typ B)
Material	Edelstahl feingedreht
Abmessungen (Ø×H)	60×8,1 mm
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-637N

Verpackung & Versand

Versandart	Paketdienst
Lieferzeit	6 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	60×60×8,1 mm
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Volumengewicht	0,1 kg

Produktinformationen

Garantiezeit	24 mon
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239090