# KERN **347-087**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 200 g, Sleufgewicht (Type B), edelstaal fijn gedraaid



**Datum van opstelling: 22.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Individueel gewicht |
| Productgroep | OIML M1 |
| Productfamilie | 347 |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Testgewicht - nominale waarde | 200 g |
| Testgewicht - volume onzekerheid ($cm^3$) | 0,4819 |
| Testgewicht OIML klasse | M1 |
| Testgewicht - volume ($cm^3$) | 23,8095 |
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) | 10 mg |
| OIML-conform | ✓ |
| Testgewicht - dichtheid ($kg/m^3$) | 8000 |
| Testgewicht - onzekerheid dichtheid ($kg/m^3$) | 100 |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Bouwvorm gewicht | Sleufgewicht (Type B) |
| Afmetingen (Ø×H) | 60×14,1 mm |
| Materiaal | edelstaal fijn gedraaid |
| Type afstelling | Afstelkamer - Plombe |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 962-638 |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 60×60×14,1 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |

| | |
|---|---|
| Nettogewicht ca. | 0,20 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,20 kg |
| Verzendgewicht | 0,2 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,1 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761366718 |
| Goederencode | 84239090 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD

1 DAY

### OPTION

DAkkS