KERN **347-095-100**

Steunstang, OIML-klasse M1, 500 g, edelstaal fijn gedraaid



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	Steunstang
Productfamilie	347

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	500 g
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	1,2046
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - volume (cm^3)	59,5238
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	25 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	8000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	100

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Steunstang (Type A)
Afmetingen (Ø×H)	40×663 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Maximaal totaalgewicht	20 kg
Maximaal individueel gewicht	10 kg
Type afstelling	Afstelkamer - geschroefd

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-639

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	40×40×663 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,2 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-515-400

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761256354
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS