KERN **347-115-100**

Steunstang, OIML-klasse M1, 1 kg, edelstaal fijn gedraaid



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	Steunstang
Productfamilie	347

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	2,4093
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - volume (cm^3)	119,0476
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	50 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	8000
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	100

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Steunstang (Type A)
Afmetingen (Ø×H)	60×991 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Maximaal totaalgewicht	40 kg
Maximaal individueel gewicht	10 kg
Type afstelling	Afstelkamer - geschroefd

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-641

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	60×60×991 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,7 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-515-400

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761256378
Goederencode	84239090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS